

## Solución Analizador de Sedimento Urinario—Control Positivo

### Manual de Usuario

【Nombre del Producto】 Control Positivo para el Analizador de Sedimento Urinario

【Especificación del Empaque】 125ml

【Uso Previsto】 Control de Calidad de las pruebas de conteo de sedimento urinario.

【Principio de Análisis】 Captura de imágenes a alta velocidad en celda de flujo plana

【Ingredientes】 Glóbulos Rojos de QC, Buffer

【Condiciones de almacenaje y valides】 Almacenar entre 2°C ~ 8°C en lugar seco, protegido de la luz de sol directa y sellado. La valides es de 8 meses. La valides después de abierto es de 30 días.

【Para instrumento】 Analizador de sedimento urinario y analizador Híbrido de la serie FUS

【Uso】 Vea el manual de usuario del analizador de sedimento urinario o el analizador Híbrido de la serie FUS

【Requerimientos de la muestra】 Orina fresca sin centrifugar.

【Indicador de condición】 pH es alrededor de 7.10 ±0.20 a (25±1) °C

【Valor de Referencia】 Vea la etiqueta en la botella.










#### 【Aviso importante】

1. Evitar el contacto con piel y ojos;
2. Enjuague los ojos con abundante agua tibia por algunos minutos si el producto salpica dentro de los ojos (durante el proceso asegúrese de tener los ojos abiertos). Consulte por atención médica inmediatamente si se presenta dolor o hinchazón. Lave con agua y jabón en caso de producirse contacto con la piel.

#### 【Bibliografía】

1. Ferris JA Comparison and standards of urine microscopy Lab Med 14:659-662,1983
2. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline-Second Edition.

#### 【Explicación de la simbología】

	Lea el manual de usuario		Almacenar a		Fabricante
	Reactivo de diagnóstico in vitro		Numero Lote		Válido Hasta
	Directiva Europea 98/79/EC(IVDD) para Dispositivos Médicos de Diagnostico In Vitro				
	Representante Autorizado		Numero Catalogo		

【Fecha de modificación y aprobación del manual】 04/2017

【Versión en español】 M.O 10/2017

## DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD.

95 Yunhe Street, New & High Tech.

Development Zone Changchun, Jilin 130012 P.R.China

Tel: +86 431 85100409

Fax: +86 431 85172581

E-mail:dirui@dirui.com.cn

http://www.dirui.com.cn



EMERGO EUROPE Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague The Netherlands